

**Puntali Qualitix****Socorex**

I puntali Qualitix® Socorex sono composti esclusivamente da polipropilene di alta qualità, vergine e privo di metalli. Stampaggio a iniezione di precisione ideato per fornire il montaggio a tenuta ermetica. Severe procedure di controllo della qualità garantiscono l'uniformità dei lotti.

- Ampia selezione di qualità superiore
- Il filtro ad alta densità previene la contaminazione da aerosol
- Il filtro dei puntali è privo di DNase, RNase e ATP
- Compatibilità con molte altre marche di pipette



Code	Description	Packaging
LLG06289240	Puntali per pipette Qualitix®, 1000 µl, blu, obliqui, autoclavabili, Capacità 1000 µl, Lungh. 75.9 mm, Contenuto confezione 1 sacchetto da 1000	1 pz
LLG06289232	Puntali universali autoclavabili, 1000 µl, Lungh. 88,9 mm	1000 pz
LLG06289244	Puntali per pipette Qualitix, 1000 µl, naturali, obliqui, graduati, autoclavabili, Lungh. 75.9 mm, 6 rack da 96	576 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

