

**Accessori per misuratore di Ossigeno SD 400 Oxi****Aqualytic**

Accessori per misuratore di Ossigeno SD 400 Oxi. Sonde ottiche DO con cavo e con bottiglia per conservazione e calibrazione e scheda Micro SD con dati di calibrazione. Il kit di manutenzione comprende un cappuccio a membrana e una scheda Micro SD con software e dati di calibrazione.



Code	Description	Packaging
LLG06289502	Cappuccio di protezione metallico per SD 400 Oxi	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

