



Sedile per Appoggio in Laboratorio

Sedile per Appoggio in Laboratorio. Questo sistema è la pratica soluzione per i luoghi di lavoro in laboratorio, nei quali le persone devono stare sia in piedi che sedute. Per far fronte a questo, ha una gamma particolarmente ampia di altezze che possono essere regolate in modo continuo. Il suo schienale ergonomico e la sua superficie di seduta antiscivolo assicurano di sentirsi completamente al sicuro e comodi quando ci si siede sopra.

- Resistenti a tutti i comuni prodotti disinfettanti e chimici
- Imbottitura della seduta realizzata in morbida schiuma PU (estremamente robusta, lavabile e antibatterica) in nero.
- Aderisce ai livelli BSL1 e BSL2 della Direttiva per Agenti Biologici
- Superficie del sedile ondulata: antiscivolo, offre un supporto ottimo e una ventilazione eccellente
- Schienale integrato: il miglior supporto per la regione lombare.
- Il suo peso ridotto offre la massima mobilità e maneggevolezza in laboratorio.
- Regolazione dell'altezza del sedile mediante molla a gas.
- Campo di rotazione del sedile di 360 °
- Base a stella in plastica nera, design piatto.
- L'anello appoggipiedi cromato offre supporto grazie all'ampia superficie e può essere regolato in altezza in modo semplice e rapido.



Code	Description	Packaging
LLG06288956	Sedile per Appoggio, Schiuma PU, con Piedini, H seduta 510-780 mm	1 pz
LLG06288957	Sedile per Appoggio, Schiuma PU, Piedini e poggiapiedi, H seduta 510-780 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

