


**Piastra microtititer 96 pozzetti non sterile****BRAND**

Piastra microtiter 96 pozzetti - medium binding - non sterile - non trattata - per test omogenei, screening e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.



Code	Description	Packaging
LLG04000238	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl U / 330	100 pz
LLG04000239	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl C / 350	100 pz
LLG04000240	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl U / 330	100 pz
LLG04000241	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, nera, Forma del fondo/volume pozzetto µl U / 330	100 pz
LLG04000242	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, bianca, fondo trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 330	100 pz
LLG04000243	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, nera, fondo trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 330	100 pz
LLG04000244	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 100	50 pz
LLG04000245	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 100	50 pz
LLG04000246	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, nera, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 100	50 pz
LLG04000250	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, bianca, fondo trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 120	50 pz
LLG04000251	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, nera, fondo trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 120	50 pz
LLG04000253	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 1536 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 10	50 pz
LLG04000254	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 1536 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 10	50 pz
LLG04000255	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 1536 pozzetti, nero, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 10	50 pz
LLG06231785	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350	100 pz
LLG06233548	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350	100 pz
LLG06233756	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, nera, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350	100 pz
LLG06233851	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl V / 360	100 pz



Code	Description	Packaging
LLG09408976	Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, UV-trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350	50 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

