


**Piastra microtititer 96 pozzetti non sterile****BRAND**

Piastra microtiter 96 pozzetti - medium binding - non sterile - non trattata - per test omogenei, screening e conservazione, per la quantificazione di DNA, RNA e proteine - in polistirolo.



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04000238 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl U / 330                | 100 pz    |
| LLG04000239 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl C / 350               | 100 pz    |
| LLG04000240 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl U / 330                    | 100 pz    |
| LLG04000241 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, nera, Forma del fondo/volume pozzetto µl U / 330                      | 100 pz    |
| LLG04000242 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, bianca, fondo trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 330  | 100 pz    |
| LLG04000243 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, nera, fondo trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 330    | 100 pz    |
| LLG04000244 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 100              | 50 pz     |
| LLG04000245 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 100                   | 50 pz     |
| LLG04000246 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, nera, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 100                     | 50 pz     |
| LLG04000250 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, bianca, fondo trasparente Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 120 | 50 pz     |
| LLG04000251 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 384 pozzetti, nera, fondo trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 120  | 50 pz     |
| LLG04000253 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 1536 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 10              | 50 pz     |
| LLG04000254 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 1536 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 10                   | 50 pz     |
| LLG04000255 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 1536 pozzetti, nero, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 10                     | 50 pz     |
| LLG06231785 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350               | 100 pz    |
| LLG06233548 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, bianca, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350                    | 100 pz    |
| LLG06233756 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, nera, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350                      | 100 pz    |
| LLG06233851 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl V / 360               | 100 pz    |



| Code        | Description  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09408976 | Piastra microtiter pureGrade™ (legame medio) 96 pozzetti, UV-trasparente, Forma del fondo/volume pozzetto µl F / 350 | 50 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

