



Pipette graduate per colture di tessuti, vetro chiaro, graduazioni ambrate

Hirschmann

Pipette graduate per colture di tessuti, vetro chiaro, graduazioni ambrate. Pipette graduate. Tipo corto. Ideali per colture di tessuti e lavoro in camere sterili. Con graduazioni ambrate di lunga durata. Zero alla punta, calibrata EX (TD). Con alloggiamento per cotone



Code	Description	Packaging
LLG06080498	Pipette graduate, per culture tessuti, in vetro, 1 ml, lungh. 230±3 mm	1 pz.
LLG06080523	Pipette graduate, per culture tessuti, in vetro, 5 ml, lungh. 230±3 mm	1 pz.
LLG06090340	Pipette graduate, per culture tessuti, in vetro, 2 ml, lungh. 230±3 mm	1 pz.
LLG06510172	Pipette graduate, per culture tessuti, in vetro, 10 ml, lungh. 230±3 mm	1 pz.
LLG06510335	Pipette graduate, per culture tessuti, in vetro, 25 ml, lungh. 230±3 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

