

**Peso per calibrazione, classe M1, acciaio inox****Kern & Sohn GmbH**

Pesi per calibrazione, classe M1, acciaio inox. Forma a pomello, in acciaio inox, tornito finemente. Disponibile su richiesta calibrazione e certificato DAkkS (**specificare al momento dell'ordine**).



Code	Description	Packaging
LLG06227706	Peso per calibrazione, classe M1, acciaio inox, peso 1000 g, Accuratezza ± 50 mg	1 pz
LLG06227960	Peso per calibrazione, classe M1, acciaio inox, peso 100 g, Accuratezza ± 5 mg	1 pz
LLG06227961	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 200 g, Tolleranza 10,0 mg	1 pz
LLG06230657	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 20 g, Tolleranza 2,5 mg	1 pz
LLG06239074	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 10 g, Tolleranza $2 \pm$ mg	1 pz
LLG06239075	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 5000 g, Tolleranza 250,0 mg	1 pz
LLG06253900	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 10000 g, Tolleranza 500,0 mg	1 pz
LLG06401591	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 50 g, Tolleranza 3,0 mg	1 pz
LLG07617132	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 5 g, Tolleranza 1,6 mg	1 pz
LLG07651080	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 1 g, Tolleranza $1 \pm$ mg	1 pz
LLG07651081	Pesi di calibrazione, classe M1, acciaio inossidabile, Peso 2 g, Tolleranza 1,2 mg	1 pz