



Cristallizzatori, DURAN®

DWK Life Sciences GmbH
(Duran)

Cristallizzatori, DURAN®

- DIN 12337
- Senza becco
- Cristallizzatori con capacità a partire da 100 ml con etichetta serigrafata
- Vetro tipo 1/ vetro neutro in conformità con USP, EP e JP
- Autoclavabili



Code	Description	Packaging
LLG07021081	Cristallizzatori, DURAN®, senza becco, 20 ml, Ø 40 mm, Altezza 25 mm, DIN 12337	1 pz.
LLG07021082	Capsula per cristallizzazione, 50mm, senza scarico, Duran ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.
LLG07021085	Cristallizzatori, DURAN®, Senza becco, 150 ml, Ø 80 mm, Altezza 45 mm, DIN 12337	1 pz.
LLG07021086	Cristallizzatori, DURAN®, senza becco, 300 ml, Ø 95 mm, Altezza 55 mm, DIN 12337	1 pz.
LLG07021087	Cristallizzatori, DURAN®, senza becco, 500 ml, Ø 115 mm, Altezza 65 mm, DIN 12337	1 pz.
LLG07021089	Capsula per cristallizzazione Duran ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.
LLG07021090	Capsula per cristallizzazione DURAN ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

