



**Cristallizzatori, DURAN®**

DWK Life Sciences GmbH  
(Duran)

**Cristallizzatori, DURAN®**

- DIN 12337
- Senza becco
- Cristallizzatori con capacità a partire da 100 ml con etichetta serigrafata
- Vetro tipo 1/ vetro neutro in conformità con USP, EP e JP
- Autoclavabili



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07021081 | Cristallizzatori, DURAN®, senza becco, 20 ml, Ø 40 mm, Altezza 25 mm, DIN 12337                                     | 1 pz.     |
| LLG07021082 | Capsula per cristallizzazione, 50mm, senza scarico, Duran ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf. | 1 pz.     |
| LLG07021085 | Cristallizzatori, DURAN®, Senza becco, 150 ml, Ø 80 mm, Altezza 45 mm, DIN 12337                                    | 1 pz.     |
| LLG07021086 | Cristallizzatori, DURAN®, senza becco, 300 ml, Ø 95 mm, Altezza 55 mm, DIN 12337                                    | 1 pz.     |
| LLG07021087 | Cristallizzatori, DURAN®, senza becco, 500 ml, Ø 115 mm, Altezza 65 mm, DIN 12337                                   | 1 pz.     |
| LLG07021089 | Capsula per cristallizzazione Duran ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.                       | 1 pz.     |
| LLG07021090 | Capsula per cristallizzazione DURAN ATTENZIONE! Ordine minimo 10 conf. o multipli di 10 conf.                       | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

