



## Provette Dräger-Tubes

Provette Dräger-Tubes®. Il sistema di misurazione Dräger-Tubi® è il metodo per la determinazione di concentrazioni di agenti contaminanti nel suolo, in acqua e nell'aria. Si possono misurare più di 500 sostanze in diversi range di concentrazione. Il principio di funzionamento Dräger-Tubi® è collaudato da molti anni. Viene aspirato un volume d'aria e fatto passare attraverso una fialetta. Per fare ciò si utilizza la pompa di prelievo gas manuale Accuro®. Il gas da rilevare, a contatto con il sistema chimico di reazione contenuto nella fialetta, reagisce dando una particolare colorazione. Il livello della concentrazione della sostanza viene indicato dall'intensità di colore e può essere determinato direttamente su una scala di riferimento stampata sulla fiala. Il sistema di misurazione Dräger-Tubi® ha misure precise, è economico e di utilizzo estremamente semplice. Sono disponibili a richiesta, oltre 250 fialette, per diverse sostanze e range di misura. Sono disponibili anche altri dispositivi di campionamento, provette di diffusione per misure a lungo termine, così come sistemi di campionamento con carbone attivo, collettori ORSA e provette per termodesorbimento TDS.



Code	Description	Packaging
LLG06085794	Provette Dräger-Tubes, Solfuro di idrogeno 0,2/a, Range 0,2-5 ppm	10 pz.
LLG06088166	Rilevatore di gas, tipo solfuro di idrogeno 0,2%/a, range 0,2-7 Vol.%	10 pz.
LLG09620420	Rilevatore di gas, tipo anidride solforosa 0,5/a, range 0,5-25 ppm	10 pz.
LLG06304822	Rilevatore di gas, tipo solfuro di idrogeno 0,5/a, range 0,5-15 ppm	10 pz.
LLG09620413	Rilevatore di gas, tipo acido cloridrico 1/a, range 1-10 ppm	10 pz.
LLG09620441	Rilevatore di gas, tipo acido cloridrico/acido nitrico 1/a, 1-10/15 ppm	10 pz.
LLG06052630	Rilevatore di gas, tipo solfuro di idrogeno 1/c, range 1-20 ppm	10 pz.
LLG09620443	Rilevatore di gas, tipo acido solfidrico 1/d, range 1-200ppm	10 pz.
LLG06050553	Rilevatore di gas, tipo solfuro di idrogeno 100/a, range 100-200 ppm	10 pz.
LLG06203543	Provette Dräger-Tubes, Solfuro di idrogeno 2%/a, Range 2-40 Vol.-%	10 pz.
LLG09620447	Rilevatore di gas, tipo tricloroetilene 2/a, range 20-250 ppm	10 pz.
LLG06210081	Provette Dräger-Tubes, Solfuro di idrogeno 2/a, Range 20-200 ppm	10 pz.
LLG09620442	Provette Dräger-Tubes, Bisolfuro di Carbonio 3/a fiale, Range 3-95 ppm	10 pz.
LLG09620448	Rilevatore di gas, tipo ossigeno 5% / c, range da 5 a 23 Vol.% 10	10 pz.
LLG09620425	Rilevatore di gas, tipo acido solfidrico 5/b, range 5-60 ppm	10 pz.
LLG09620446	Rilevatore di gas, tipo toluene 5/b, range 5-300 ppm	10 pz.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

