

**Produttore di ghiaccio a cubetti CIM****Evermed**

I produttori di ghiaccio della serie CIM di Evermed sono dei produttori di ghiaccio a cubetti, pensati appositamente per laboratori medicale e farmaceutici.

La serie CIM di Evermed garantisce una fornitura costante di ghiaccio per la conservazione di prodotti sensibili farmaceutici e medicali.

Questi dispositivi, realizzati in robusto acciaio INOX, sono pensati per garantire ghiaccio di alta qualità in una vasta gamma di applicazioni.

Con nove modelli tra cui scegliere, la serie CIM copre tutte le esigenze, con una produzione automatica che varia da 18 a 80 Kg/24h.

Un punto di forza di questa serie è la presenza di un contenitore riserva-ghiaccio incorporato con fermo pieno. Questo assicura che avrete sempre a disposizione una quantità di ghiaccio.

Inoltre, potrete scegliere tra due opzioni di raffreddamento: raffreddamento ad aria o raffreddamento ad acqua. Questa flessibilità vi consente di integrare facilmente il dispositivo in diversi contesti senza compromettere le prestazioni.



Code	Description	Packaging
CBA180	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 18 A, Produzione (kg/24h): 18, Capacità di stoccaggio (kg): 4	1 pz.
CBA200	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 20 A, Produzione (kg/24h): 20, Capacità di stoccaggio (kg): 4	1 pz.
CBA201	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 20 W, Produzione (kg/24h): 20, Capacità di stoccaggio (kg): 4	1 pz.
CBA240	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 24 A, Produzione (kg/24h): 24, Capacità di stoccaggio (kg): 6	1 pz.
CBA241	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 24 W, Produzione (kg/24h): 24, Capacità di stoccaggio (kg): 6	1 pz.
CBA280	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 28 A, Produzione (kg/24h): 28, Capacità di stoccaggio (kg): 9	1 pz.
CBA281	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 28 W, Produzione (kg/24h): 28, Capacità di stoccaggio (kg): 9	1 pz.
CBA330	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 33 A, Produzione (kg/24h): 33, Capacità di stoccaggio (kg): 16	1 pz.
CBA331	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 33 W, Produzione (kg/24h): 33, Capacità di stoccaggio (kg): 16	1 pz.
CBA420	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 42 A, Produzione (kg/24h): 42, Capacità di stoccaggio (kg): 16	1 pz.
CBA421	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 42 W, Produzione (kg/24h): 42, Capacità di stoccaggio (kg): 16	1 pz.
CBA460	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 46 A, Produzione (kg/24h): 46, Capacità di stoccaggio (kg): 25	1 pz.
CBA461	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 46 W, Produzione (kg/24h): 46, Capacità di stoccaggio (kg): 25	1 pz.
CBA650	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 65 A, Produzione (kg/24h): 65, Capacità di stoccaggio (kg): 40	1 pz.
CBA651	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 65 W, Produzione (kg/24h): 65, Capacità di stoccaggio (kg): 40	1 pz.
CBA800	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 80 A, Produzione (kg/24h): 80, Capacità di stoccaggio (kg): 40	1 pz.
CBA801	PRODUTTORE DI GHIACCIO CUBETTI CIM 80 W, Produzione (kg/24h): 80, Capacità di stoccaggio (kg): 40	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

