

**Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55 senza collare****Saint Gobain****Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55 senza collare**

Trasparente. Shore: 55. Adatti per tutti i più comuni modelli di pompe peristaltiche es. Verder, Ismatec, Watson-Marlow, IKA ed Heidolph. Lunga durata. Buona resistenza ad acidi e basi. Adatto per uso generale e per il contatto con gli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG06901586	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55 senza collare, Ø int. 1.85 mm, Spessore parete 0.85 mm, Shore 55, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	10 m



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

