

**Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55 senza collare****Saint Gobain****Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55 senza collare**

Trasparente. Shore: 55. Adatti per tutti i più comuni modelli di pompe peristaltiche es. Verder, Ismatec, Watson-Marlow, IKA ed Heidolph. Lunga durata. Buona resistenza ad acidi e basi. Adatto per uso generale e per il contatto con gli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG06901586	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55 senza collare, Ø int. 1.85 mm, Spessore parete 0.85 mm, Shore 55, ATTENZIONE! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	10 m



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

