

**Tubo per pompe peristaltiche, Tygon LMT-55****Saint Gobain**

Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55. Con 3 connettori con codice colore (norma internazionale). Shore: 55. Adatti per tutti i più comuni modelli di pompe peristaltiche es. Verder, Ismatec, Watson-Marlow, IKA ed Heidolph. Tubo standard, trasparente. Lunghezza 380 mm. Lunga durata. Buona resistenza ad acidi e basi. Adatto per uso generale e per il contatto con gli alimenti.



Code	Description	Packaging
LLG06051516	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon LMT-55, Øint.0,89mm, Spessore 0,85mm	12 pz
LLG06081520	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon LMT-55, Colore viola-bianco, Ø int. 2,79 mm, Spessore pareti 0,85 mm	12 pz
LLG09208611	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon® LMT-55, Colore grigio-grigio, Ø int. 1.30 mm, Spessore parete 0.85 mm	12 pz
LLG06052441	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon LMT-55, Øint.0,51mm, Spessore 0,9mm	12 pz
LLG06081424	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon LMT-55, Ø int. 1,14 mm, pareti 0,85 mm	12 pezzi
LLG04657440	Tubo per pompe peristaltiche, Tygon LMT-55, Ø int.1,52 mm, pareti 0,85 mm	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

