

**Provette con tappo vincolato, BIO-CERT® qualità PCR****BRAND**

Provette per reazioni, BIO-CERT® qualità PCR. Per PCR-set-up, stoccaggio di campioni per PCR e altre applicazioni che richiedono alti livelli di pulizia.

- Coperchio con chiusura a pressione, ad alta tenuta.
- Il tappo può essere aperto o chiuso con una sola mano.
- Graduate.
- Esenti da DNA, RNasi, DNasi, pirogeni, endotossine e inibitori della PCR.
- Autoclavabili a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285.



Code	Description	Packaging
LLG04684524	Microprovette BIO-CERT® PCR QUALITY, Capacità 1,5 ml, Colore giallo, Max. rcf 20000 x g, in PP, con tappo vincolato, senza chiusura di sicurezza	500 pz
LLG04684525	Microprovette PCR QUALITY, Capacità 1,5 ml, Colore blu , Max. rcf 20000 x g, in PP, con tappo vincolato, senza chiusura di sicurezza	500 pz
LLG04684528	Microprovette con tappo vincolato, senza chiusura di sicurezza, BIO-CERT® PCR QUALITY, 1,5 ml, in PP, ambrate, H 39,4 mm, RCF max 20.000xg	500 pz
LLG06321263	Microprovette in PP, qualità BIO-CERT® PCR, 1,5 mL, trasparenti, con tappo vincolato, senza chiusura di sicurezza	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

