

**Standard in cuvetta per spettrofotometria**

Reagecon Diagnostics Ltd.

Standard in cuvetta per spettrofotometria. Prodotto preparato gravimetricamente su base peso/peso. Certificati di analisi e sicurezza disponibili su [www.reagecon.com](http://www.reagecon.com).

- Tracciabile NIST;
- Fornito in cuvette sigillate permanentemente;
- Tutti gli standard sono certificati per più lunghezze d'onda;
- Utilizzabili con tutti gli spettrofotometri UV-VIS.



Code	Description	Packaging
LLG04684595	Standard in cuvetta per spettrofotometria, bicromato di potassio standard per assorbanza/trasmittanza 60 mg/l e bianco	2 pz
LLG04684597	Standard in cuvetta per spettrofotometria, bicromato di potassio standard per assorbanza/trasmittanza 140 mg/l e bianco (Ph. Eur)	2 pz
LLG04684600	Standard in cuvetta per spettrofotometria, bicromato di potassio standard per assorbanza/trasmittanza, kit 60 mg/l, 600 mg/l e bianco (Ph. Eur)	3 pz
LLG04684602	Standard in cuvetta per spettrofotometria, niacina in acido cloridrico assorbanza/trasmittanza 36 mg/l (Ph. Eur)	1 pz
LLG04684603	Standard in cuvetta per spettrofotometria, niacin bianco acico cloridrico (Ph. Eur)	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

