



## Tappi per bottiglie a bocca stretta Nalgene, PP

Thermo Elect.LED GmbH  
(Nalge)

### Tappo per bottiglie a bocca stretta Nalgene, in PP

Tappo a vite in PP, senza rivestimento, con anello di guarnizione integrato.



| Code        | Description                                                                                                                                      | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06266749 | Tappo per bottiglie a bocca stretta Nalgene™, in PP, tipo 20-415, per bottiglie da 60 ml, Colour Natural colore naturale, Ø 22 mm, altezza 12 mm | 2000 pz   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

