

**Imbuti monouso per liquidi****Bürkle**

Imbuti monouso per un travaso affidabile di liquidi, ideali per riempire bottiglie e altri contenitori anche con bocca stretta.

- Per un riempimento o un filtraggio facile e affidabile;
- Con occhiello per sospensione e alette di sfiato;
- Adatto per laboratori, per camere bianche o per il campionamento;
- Fabbricato in camera bianca (classe 7);
- Confezionati singolarmente e in opzione sterile;
- Monouso.



Code	Description	Packaging
LLG04684550	Imbuto monouso, in PS, bianco, diam. imbuto 100 mm, diam. cono 10 mm, non sterile	10 pz
LLG04684551	Imbuto monouso, in PS, bianco, diam. imbuto 100 mm, diam. cono 10 mm, sterile	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

