

**Filtro per siringa Ministart****Sartorius**

Filtro per siringa Ministart. Per filtrazione sterile, senza particelle, ultrapura di piccoli volumi di liquidi sino a circa 100 ml. Codifica colore e stampa per facile identificazione della membrana e della porosità. Con membrana idrofila in acetato di cellulosa per un adsorbimento minimo (basso potere legante alle proteine). Subito pronta all'uso. Con ingresso femmina Luer-lock e uscita maschio Luer-slip.



Code	Description	Packaging
LLG09604011	Filtri a siringa Minisart® NML, Ø Filtro 28 mm, Porosità 0.45 µm, Colore Giallo, SFCA, Male Luer Slip, Sterile +	50 pz
LLG06224111	Filtri a siringa Minisart® NML, SFAC, Ø Filtro 28 mm, Porosità 0.20 µm, Colore Blu, Male Luer Lock, Sterile	50 pz
LLG06250269	Filtro siringa Ø 28 mm, pori 0,20 µm, SFCA, male Luer Lock, sterile	50 pz
LLG06900911	Filtri minisart NML Ø 28 mm, pori 0,45 µm SFCA, Male Luer Lock, Sterile	50 pz
LLG06901409	Filtri a siringa Minisart® NML, SFAC, Ø filtro 28 mm, porosità 0.65 µm, colore rosa, male luer slip, sterile	50 pz
LLG07620792	Filtri a siringa Minisart® NML, SFAC, Ø Filtro 28 mm, Porosità 0.45 µm, Colore Giallo, Male Luer Lock, Sterile	50 pz
LLG09049107	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 0,20 µm, non sterile	500 pz.
LLG09604009	Filtri minisart NML Ø 28 mm, pori 0,20 µm SFCA, Male Luer Slip, Sterile	50 pezzi
LLG09049105	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 5,00 µm, sterile	50 pz.
LLG09049123	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 5,00 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049103	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 0,80 µm, sterile	50 pz.
LLG09049109	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 0,80 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049104	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 1,20 µm, sterile	50 pz.
LLG09049122	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 1,20 µm, non sterile	500 pz.
LLG09049108	Filtri siringa Minisart NML Ø 28 mm, dim. pori 0,45 µm, non sterile	500 pz.
LLG07017213	Filtri Minisart NML Ø 28 mm 0,45 µm Gialli SFCA Male Luer Slip, non sterile	500 pezzi





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

