

**Vacusart**

Sartorius Lab Instruments

Vacusart. Filtro con membrana in PTFE rinforzato. Alloggiamento: polipropilene.
Area membrana: 20 cm². Diam. alloggiamento: 64 mm. Pori: 0.45 μ m.
Autoclavabile. Applicazione: batteri, polveri, acqua.



Code	Description	Packaging
LLG07017323	Vacusart, Ø 64mm, pori 0,45 µm, Multiple Stepped Hose Barb, non Sterile	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

