

**Bagni a ultrasuoni Elmasonic Select****Elma**

Bagni a ultrasuoni versatili con una frequenza ultrasonica di 37 kHz, 5 modalità ultrasoniche (dinamica, a impulsi, sweep, degas, eco), riscaldamento e possibilità di salvare fino a 4 programmi di pulizia individuali.

- La modalità dinamica combina le modalità pulse e sweep per ottenere prestazioni di pulizia superiori.
- Modalità pulse per una potente preparazione del campione.
- Modalità sweep per una pulizia uniforme in tutto il bagno.
- La modalità degas è ottimizzata per il degasaggio dei liquidi.
- Modalità eco per un funzionamento silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico e una maggiore durata.
- Pannello di controllo digitale con tastiera a membrana pulibile e display di facile lettura per tutti gli stati operativi.
- Menu di impostazione per la regolazione individuale delle funzioni del dispositivo.
- Funzione di avvio automatico per l'avvio della pulizia a temperatura controllata.
- Feedback ottico e acustico.
- Preselezione del tempo di pulizia.
- Protezione contro il funzionamento a secco.
- Temperatura limite regolabile da 40 a 60 °C.
- Con rubinetto di arresto (tranne Select 30 e 40).

La fornitura include: bagno a ultrasuoni, coperchio.

Caratteristiche

- Temperatura: 25 ... 80 °C.
- Livello di pressione acustica (LpAU): <80 dB.
- Livello sonoro degli ultrasuoni (LpZ): <110 dB.
- Alimentazione: 220 ... 240 V~, 50/60 Hz.
- Codice IP: IP 20.



Code	Description	Packaging
LLG04684652	Bagno ad ultrasuoni Elmasonic Select 40	1 pz
LLG04684653	Bagno ad ultrasuoni Elmasonic Select 60	1 pz
LLG04684654	Bagno ad ultrasuoni Elmasonic Select 80	1 pz
LLG04684655	Bagno ad ultrasuoni Elmasonic Select 100	1 pz
LLG04684656	Pulitore a ultrasuoni Elmasonic Select 120	1 pz
LLG04684659	Pulitore a ultrasuoni Elmasonic Select 300	1 pz
LLG06321722	Bagno ad ultrasuoni Elmasonic Select 30	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

