



Produttori di ghiaccio in scaglie, con / senza serbatoio, raffreddamento ad aria

Scotsman / HIBU

Produttori di ghiaccio in scaglie, con / senza serbatoio, raffreddamento ad aria. Realizzati in conformità alle norme DIN ISO 9001. Per scaglie di ghiaccio stabili e sature che non aderiscono alle pareti. Ghiaccio a 0,5 °C prodotto con la massima igiene. Struttura in acciaio inox. Raffreddamento ad aria.

- Modello AF senza pompa di scarico
- Modello EF standard con pompa di scarico, che consente un'installazione o set-up senza nessun problema di altezza o distanza dallo scarico. Si può collocare il produttore di ghiaccio dove è necessario anche sotto l'attuale uscita di scarico
- Modello MF senza serbatoio (da ordinare a parte).

Tutti i modelli sono disponibili anche in versione con raffreddamento ad acqua. E' disponibile a richiesta, ad un costo aggiuntivo, un modello speciale per acqua grado-laboratorio.

Altri modelli disponibili a richiesta.

2 anni di garanzia.



Code	Description	Packaging
LLG09580041	Produttore ghiaccio in scaglie AF 124 AS, fino a 120 kg/24 h	1 pz.
LLG09580046	Produttore ghiaccio in scaglie EF 124, fino a 120 kg/24 h	1 pz.
LLG09580010	Serbatoio SB 193, per MF 26/MF 36	1 pz.
LLG09580016	Produttore di ghiaccio in scaglie MF 36, fino a 200 kg/24 h, no serbatoio	1 pz.
LLG09580049	Serbatoio SB 393, per MF 26/MF 36, con coperchio adattatore	1 pz.
LLG09580006	Produttore di ghiaccio in scaglie AF 80 AS, fino a 70 kg/24 h	1 pz.
LLG09580040	Produttore ghiaccio in scaglie AF 103 AS, fino a 108 kg/24 h	1 pz.
LLG09580042	Produttore ghiaccio in scaglie AF 160 AS, fino a 120 kg/24 h	1 pz.
LLG09580043	Produttore ghiaccio in scaglie AF 206 AS, fino a 200 kg/24 h	1 pz.
LLG09580047	Produttore ghiaccio in scaglie EF 156, fino a 160 kg/24 h	1 pz.
LLG09580048	Produttore ghiaccio in scaglie EF 206, fino a 200 kg/24 h	1 pz.
LLG06222851	Kit di conversione per acqua deionizzata	1 pz.
LLG09580009	Produttore ghiaccio in scaglie MF 26, fino a 120 kg/24 h, no serbatoio	1 pz.
LLG09580045	Produttore ghiaccio in scaglie EF 103, fino a 108 kg/24 h	1 pz.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

