



Filtri a membrana

Sartorius Lab Instruments

Filtri a membrana Modello 113. In Nitrato di cellulosa. Bianco. A basso rilascio di sostanze estraibili. Peso costante dopo 60 minuti a 105°C. Adatto per analisi residui, osservazioni al microscopio con luce incidente o trasmessa, chemotassi, raggi-x a fluorescenza, spettrometria e analisi gravimetriche. Autoclavabile a 121 °C. Altre dimensioni, porosità e formati a richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09053432	Membrana filtrante in CN tipo 11306, dim. pori 0,45 µm, Ø 142 mm	25 pz.
LLG06229263	Filtri a membrana, Ø 90 mm, pori 0,45 µm	100 pz
LLG09053431	Filtri a membrana, tipo 113, Ø 90 mm, Porosità 0.45 µm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

