

**Stampante per etichette BMP71****Brady**

Stampante per etichette BMP71. Largo e ben visibile display a colori con indicatori sullo schermo. Interfaccia WYSIWYG. Materiali facili da caricare; Drop & Go. Una sola stampante per tutte le applicazioni. Tastiera tipo computer, con selezione di 4 layout. Funzionamento autonomo. Utilizzo e connettività a PC tramite pacchetti Software Brady LabelMark# e MarkWare#. Stampa veloce. Stampante utilizzabile anche in campo con lunga durata delle batterie e design per facile trasporto. Auto-dimensionamento. Interfaccia utilizzatore multi lingue. Tutti i caratteri Europei compresi nella stampante. Include barcode. stampa tempo/data. 500+ grafici. Applicazioni per etichette speciali. Applicazione base guidata per etichette elettriche, Tele/Datacom & Sicurezza. Caratteristiche principali dei materiali: tecnologia smart cell per tutti i materiali e i nastri fornendo auto-formattazione. La più ampia varietà di materiali presente nel mercato, sia per le etichette standard che per quelle customizzate. Stampa sia etichette fustellate che su modulo continuo, incluso PermaSleeves#, etichette autoadesive, etichette EPREP (sostituzione piastra incisa), riflettenti, fosforescenti e nastro resistente alle manomissioni. Più di 30 diversi materiali. Etichette larghe fino a 50.80 mm. Etichette lunghe fino a 1016 mm. Stampa su tutte le parti TLS2200® e Handmark#, incluso sacchetti sfusiBMP71 viene fornita in una custodia rigida con pacco batterie, adattatore AC / caricabatterie, cavo di collegamento USB, adattatore etichette in rotolo TLS/HandiMark, carta di pulizia e tampone, CD (contenente il manuale d'uso, driver della stampante e istruzioni), guida veloce all'avvio dello strumento, nastro nero M71-R6000, M71-31-423 etichette fustellate e nastro M71C-2000-595-WT).



Code	Description	Packaging
LLG09412915	Stampante per etichette BMP71 c/tastiera QUERTZ	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

