

**Coperchio con pomo, vetro DURAN® per essiccatore****DURAN Group**

Coperchio con pomo, vetro DURAN® per essiccatore. In vetro DURAN® Trasparente. Con Pomo. Adatto a tutti gli essiccatori con lo stesso diametro. Tenuta al vuoto. DIN 13130.



Code	Description	Packaging
LLG09042319	Coperchio essiccatore, DN 100 h 75 mm flangia: ØInt. 119 mm ØEst. 153 mm	1 pz
LLG09042331	Coperchio essiccatore, DN 150 h 98 mm flangia: ØInt. 172 mm ØEst. 215 mm	1 pz
LLG09042338	Coperchio essiccatore, DN 200 h 107 mm flangia: ØInt. 224 mm ØEst. 270 mm	1 pz
LLG09042343	Coperchio essiccatore, DN 250 h 122 mm flangia: ØInt. 274 mm ØEst. 320 mm	1 pz
LLG09042347	Coperchio essiccatore, DN 300 h 150 mm flangia: ØInt. 332 mm ØEst. 380 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

