

**Coperchio tipo Novus, vetro DURAN®, per essiccatore****DURAN Group**

Coperchio tipo Novus, vetro DURAN®, per essiccatore. In vetro DURAN® trasparente. Per rubinetti NS tipo NOVUS. Conforme ai requisiti DIN 13130. Tenuta vuoto. Fornito senza rubinetto (per rubinetto vedi codici 9.042 500 / 9.042 505).



Code	Description	Packaging
LLG09042419	Coperchio essiccatore, DN 100 h 62 mm flangia: ØInt. 119 mm, ØEst. 153 mm	1 pz
LLG09042431	Coperchio essiccatore, DN 150 h 85 mm flangia: ØInt. 172 mm, ØEst. 215 mm	1 pz
LLG09042438	Coperchio essiccatore, DN 200 h 94 mm flangia: ØInt. 224 mm, ØEst. 270 mm	1 pz
LLG09042443	Coperchio essiccatore, DN 250 h 109 mm flangia: ØInt. 274 mm, ØEst. 320 mm	1 pz
LLG09042447	Coperchio essiccatore, DN 300 h 137 mm flangia: ØInt. 332 mm, ØEst. 380 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

