



Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili

Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili.

Siringa in tre parti con cilindro, stantuffo e anello di tenuta.

- Cilindro, PP
- Pistone, PP
- Lubrificante olio di silicone
- Senza lattice
- Senza PVC
- Sterile
- Confezionato singolarmente



Code	Description	Packaging
LLG06050095	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 5 ml, Attacco tipo centrato, grad. 0,2 ml, con attacco BD Luer-Lok™	125 pz.
LLG06050096	Siringa 3 pezzi, PP, sterili, 10ml, Attacco centrato, Grad.0,5ml, con attacco BD Luer-Lok™	100 pz.
LLG06050097	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 20 ml, Attacco tipo centrato, grad. 1 ml, con attacco BD Luer-Lok™	120 pz.
LLG06050099	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 50/60 ml, Attacco tipo centrato, grad. 1 ml, con attacco BD Luer-Lok™	60 pz
LLG06051537	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 30 ml, Attacco tipo centrato, grad. 1 ml, con attacco BD Luer-Lok™	60 pz.
LLG06238175	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 3 ml, Attacco tipo centrato, grad. 0,1 ml, con attacco BD Luer-Lok™	200 pz
LLG09410431	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 30 ml, Attacco tipo eccentrico, grad. 1 ml, con attacco Luer	60 pz.
LLG09950300	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 20 ml, Attacco tipo eccentrico, grad. 1 ml, con attacco Luer	120 pz.
LLG09950301	Siringhe monouso, 3 pezzi, PP, sterili, 50/60 ml, Attacco tipo eccentrico, grad. 1 ml, con attacco Luer	60 pz.

