

**Mantelli riscaldanti elettronici, serie EM****Electrothermal**

Mantelli riscaldanti elettronici, serie EM. Involucro esterno in polipropilene elastico e chimicamente resistente. Alta efficienza riscaldante fino alla temperatura di 450°C. L'elemento riscaldante flessibile è sospeso in una cartuccia isolata termicamente per produrre il massimo trasferimento di calore con il minimo rischio di rottura del pallone. Anche alla massima potenza, l'esterno rimane freddo al tatto grazie al buon isolamento dell'elemento riscaldante. Tutti i mantelli riscaldanti hanno il supporto per aste con diametro fino a 12 mm, hanno doppio fusibile, con messa a terra, per proteggere l'utilizzatore da shock elettrici. Modelli disponibili a 220-240V 50/60 Hz; sono disponibili a richiesta le cartucce riscaldanti di ricambio.



Code	Description	Packaging
LLG09643033	Mantello riscaldante per palloni da 100 ml, dim. 175x260x127 h mm, potenza 60 W	1 pz.
LLG09643034	Mantello riscaldante per palloni da 250 ml, dim. 175x260x127 h mm, potenza 150 W	1 pz.
LLG09643035	Mantello riscaldante per palloni da 500 ml, dim. 238x310x145 h mm, potenza 200 W	1 pz.
LLG09643036	Mantello riscaldante per palloni da 1 L, dim. 238x310x145 h mm, potenza 300 W	1 pz.
LLG09643037	Mantello riscaldante per palloni da 2 L, largh. 350x400x190 h mm, potenza 500 W	1 pz.
LLG09643038	Mantello riscaldante per palloni da 3 L, dim. 350x400x190 h mm, potenza 500 W	1 pz.
LLG09643039	Mantello riscaldante per palloni da 5 L, dim. 350x400x190 h mm, potenza 800 W	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

