

**Piastra asciugavetrini MH 6616****Electrothermal**

Piastra asciugavetrini MH 6616. Massima capacità 50 vetrini portaoggetto 26 x 76 mm. Con regolatore di energia per temperature fino a 100°C. Accelera la preparazione dei vetrini per microscopia.

I vetrini possono essere collocati in qualsiasi posizione:

- sulle barre di stoccaggio
- contro le barre di stoccaggio
- piatti

Area riscaldante: 702 cm²

Dimensioni (L x P x H): 180 x 390 x 95 mm

Alimentazione di rete: 220 V / 150 W



Code	Description	Packaging
LLG09770106	Piastra asciugavetrini per microscopio mod. MH 6616	1 pz.
LLG09770108	Resistenza di ricambio per piastra asciugavetrini	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

