

**Stereomicroscopio digitale DM-143-FBGG****Motic**

Stereomicroscopio digitale DM-143-FBGG.

- Sistema ottico zoom Greenough
- Testata binoculare, inclinata 45° con inclusa telecamera digitale CMOS 1/2 chip- 3MP - 2048x1536 Pixel con uscita USB2.0
- Oculari a grande campo WF10x/20mm
- Rapporto zoom 4:1, WD=80mm
- Ingrandimento obiettivo: 1X - 4X
- FBGG: basamento a colonna compatto con ampia base di lavoro e supporto testata
- Sistema di messa a fuoco con tensione regolabile
- Illuminazione alogena incidente e trasmessa 12V/10W con controllo intensità
- Alimentazione 100V-240V, con presa (CE)
- Piatto nero/bianco e piatto smerigliato di base, filtro blu e copertina antipolvere
- Software Motic Images Plus 2.0 per PC o Mac
- Vetrino di calibrazione



Code	Description	Packaging
LLG09727011	Stereomicroscopio digitale DM-143-FBGG-C	1 pz
LLG09727012	Stereomicroscopio digitale DM-143-FBGG-C, con presa UK	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

