

**Distributori per bottiglia, PTFE****BOLA**

Distributori per bottiglia, PTFE. Con colli filettati GL e tappi a vite. Adatto per flaconi con filetto GL 45. Ideale per travasi di liquidi nei quali i tubi vengono collegati ad una sorgente del liquido oppure ad un sistema in pressione e/o in depressione (adatto per tubi con  $\varnothing$  max. di 6 mm). Per un allacciamento alla linea senza problemi consigliamo i collegamenti a vite da laboratorio BOLA da ordinare a parte in base al diametro esterno del tubo flessibile.



Code	Description	Packaging
LLG09209844	Tappi con attacchi filettati, PTFE, collo 3 x GL 18	1 pz.
LLG09209851	Tappi con attacchi filettati, PFA, collo 2 x GL 14	1 pz.
LLG09209852	Tappi con attacchi filettati, PTFE, collo 3 x GL 14	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

