

**Stereomicroscopio a zoom con elevate prestazioni, serie SMZ 168****Motic**

Stereomicroscopio a zoom con elevate prestazioni, serie SMZ 168.

- Stereomicroscopio a zoom
- Testata trioculare inclinata a 35°, ruotabile di 360°, F.N. 23
- Splitter percorso/luce 100:0 (oculari) o 0:100 (oculare sinistro / tubo trioculare)
- Oculari a grande campo WF10X/23mm, regolazione diottrica su entrambi i tubi oculari
- Fattore zoom 6.7:1, distanza di lavoro WD = 113mm
- Range ingrandimento: 7.5X - 50X
- Possibile ingrandimento con obiettivi aggiuntivi da 2.3X fino a 100X
- 2111: stativo con ampia area di lavoro con supporto per testata
- 12V/10W illuminazione alogena incidente/trasmessa con controllo intensità
- Alimentazione 100-240V
- Con presa (CE)

Fornito con: piatto smerigliato e piatto bianco/nero diam.95mm, filtro blu, copertina antipolvere e paraocchi.

Accessori opzionali disponibili: base opzionale a LED FBGG, temperatura colore 5500K, 3W lampadina singola Lambertiana LED per luce incidente/trasmessa, controllo intensità regolabile.

ATTENZIONE: telecamera ed adattatore a passo C non sono inclusi.



Code	Description	Packaging
LLG06243360	Stereomicroscopio SP100456, 035X adatt.camera passo C sensori chip 1/4"	1 pz.
LLG06239776	Stereomicroscopio SW0113N7, 0,45X adatt.camera passo C sensori chip 1/3"	1 pz.
LLG06241518	Stereomicroscopio SW0113W9, 0,65X adatt.camera passo C sensori chip 1/2"	1 pz.
LLG06243361	Stereomicroscopio SP100458, 1.0X adatt.camera passo C (senza lenti)	1 pz.
LLG06241830	Stereomicroscopio AX6602603, 2X lenti di proiezione SLR	1 pz.
LLG06243339	Stereomicroscopio SMZ 168TL a zoom binoculare	1 pz.
LLG09727013	Stereomicroscopio SMZ-168TL, a zoom trinoculare	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

