

**kit per gel documentation gelLITE**

Clever Scientific Ltd.

Kit di lavoro per gel gelLITE.

Il pacchetto base per lavorare con i gel di agarosio in laboratorio.

Include tutto il necessario, dal caricamento del gel alla sua documentazione e quantificazione.

- Sistema di documentazione del gel gelLITE con fotocamera prefocalizzata e schermo con convertitore di luce blu. Il software di acquisizione e analisi è già incluso senza licenza.
- Il serbatoio per elettroforesi multiSUB Midi è un serbatoio stampato a iniezione per un massimo di 100 campioni e ogni elettrodo di platino è incassato in una cassetta rimovibile per proteggerlo dai danni.
- L'alimentatore PowerPro può funzionare in modalità costante o programmata. Memorizza protocolli preimpostati per ogni serbatoio di gel Cleaver Scientific.

La fornitura include: Sistema di documentazione gelLITE, serbatoio per elettroforesi multiSUB Midi DUO,

alimentatore PowerPro 300, convertitore da luce UV a luce blu (21 x 26 cm), righello fluorescente UV, misurino per gel UV, agarosio (100 g), DNA ladder (da 100 bp a 10 Kb), reagente di colorazione del DNA runSAFE

(da 50 bp a 20 Kb), tampone di scorrimento TAE (1 l).



Code	Description	Packaging
LLG04671801	Mini agarose gel documentation kit with gelLITE	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

