

**Essiccatore per vuoto, in PC/PP****Kartell**

Essiccatore per vuoto, in PC/PP. Coperchio in PC trasparente, con tappo di aerazione e valvola di non ritorno. Guarnizione in gomma (policloro butadiene - CK) tra coperchio e parte inferiore, che viene compressa quando si applica il vuoto. Utilizzo comodo grazie al peso ridotto.



Code	Description	Packaging
LLG09042615	Essiccatore Ø Nominale 150 mm, Ø 170 mm, Altezza 195 mm	1 pz
LLG09042620	Essiccatore Ø Nominale 200 mm, Ø 235 mm, Altezza 240 mm	1 pz
LLG09042625	Essiccatore Ø Nominale 250 mm, Ø 285 mm, Altezza 300 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

