

**Incubatori con agitazione ISLD****Ohaus GmbH****Incubatori con agitazione ISLD**

Gli agitatori orbitali leggeri per incubazione sono progettati per riscaldare e scuotere vari campioni. Gli agitatori per micropiastre sono ottimizzati per agitare micropiastre, piastre per pozzetti profondi o microprovette. Disponibile con coperchio opaco per campioni sensibili alla luce.

- Display a LED per temperatura, velocità e tempo
- Timer con allarme acustico
- Modalità di calibrazione per la temperatura
- Controllo a microprocessore
- Regolatore di temperatura PID
- Motore Triplo eccentrico
- Display a LED
- Modalità di calibrazione della temperatura
- Protezione da sovraccarico
- Funzionalità di rampa di velocità
- Allarme acustico
- Design resistente agli schizzi
- Coperchio in polycarbonato

**La Fornitura include:**

04HDG: incubatore per agitazione con vassoio e coperchio integrati

MPHDG: Incubatori per agitazione con vassoio incorporato per micropiastre, piastre per pozzetti profondi o microprovette e coperchio

MPHDGL: come MPHDG, ma con coperchio opaco

Caratteristiche

Range temperatura: da + 5 °C ambiente a 65 °C

Uniformità temperatura: ± 0.5 °C a 37 °C

Velocità / Accuratezza: da 100 a 1200 rpm / ± 2 %

Timer: da 1 s a 160 h

Orbita: 3 mm

Carico max.

Agitatore orbitale

3.6 kg

Agitatore micropiastre 4 micropiastre o



2 rack per microprovette

Temperatura ambiente ammessa: da 5 a 40 °C

Peso: 13.6 kg

Alimentazione: 230 V, 50/60 Hz

Code	Description	Packaging
LLG04659471	Incubatore con agitazione 04HDG	1 pz
LLG04659472	Incubatori con agitazione ISLD, tipo MPHDGL, portanza 3,6 kg, velocità 100/1200 rpm, ampiezza 3 mm, temperatura d'esercizio 25°C/65°C, stabilità della temp. $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG04659473	Incubatori con agitazione ISLD, tipo MPH DG, portanza 3,6 kg, velocità 100/1200 rpm, ampiezza 3 mm, temperatura d'esercizio 25°C/65°C, stabilità della temp. ±0.5°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

