

**pHmetro SevenDirect™ SD20****Mettler-Toledo**

Il pH metro SD20 è un robusto strumento da banco.

- Larga e intuitiva interfaccia, con touch screen pari a 7".
- Braccio elettrodo EasyPlace™ per posizionare il sensore in modo preciso.
- Intelligent Sensor Management (ISM®): assicura il corretto uso del sensore collegato.
- Trasferimento dati automatico al PC o alla stampante.
- Calibrazione fino a 5 punti.
- Protezione aggiuntiva contro gli schizzi grazie alla copertura amovibile.
- Conforme alla GLP.

Fornitura: pHmetro, braccio elettrodo EasyPlace™, copertura protettiva, alimentatore, guida all'uso.



Code	Description	Packaging
LLG04684932	pHmetro SevenDirect™ SD20	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

