

**Riscaldatore a secco, analogico****Ohaus GmbH**

Riscaldatore a secco, analogico. 1 blocco. Progettato per applicazioni che richiedono risultati ripetibili e stabilità di temperatura superiore. Ogni blocco ha un termometro per misurare la temperatura del blocco stesso. Riscaldamento efficiente grazie al contatto stretto tra provetta e blocco per massima ritenzione di calore.

- Controllo a microprocessore
- Display LED
- Modalità di calibrazione della temperatura
- Indicatore di: attenzione blocco caldo
- Allarme acustico

Senza blocchi. Da ordinare separatamente.
Caratteristiche

- Range di temperatura: da +5 ambiente a +100 °C
- Stabilità a 37°C: +/- 1,5 °C
- Uniformità nel blocco a 37°C: +/- 0,4 °C
- Tempo di riscaldamento a 100°C: 16 min
- Condizioni ambiente ammesse: da 18 a 33 °C
- Alimentazione: 230 V, 50-60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04659489	Riscaldatore a secco, analogico, per 1 blocco, dim. 315x203x89 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

