

**Misuratore di pH SevenDirect SD20 HA-Kit****Mettler-Toledo**

Misuratore di pH SevenDirect SD20 HA-Kit.

- Elettrodo di pH InLab® Routine Pro-ISM con sistema di riferimento ARGENTHAL® e sensore di temperatura NTC 30 kW. Il vetro della membrana HA, particolarmente robusto, è stato progettato appositamente per l'uso con valori di pH elevati e riduce al minimo l'errore dovuto agli alcali che di solito si verifica.

La **fornitura comprende**: misuratore di pH SevenDirect SD20, braccio portaelettrodi EasyPlace, elettrodo di pH InLab® Routine Pro-ISM, 3 x 2 bustine di tampone di calibrazione pH 4,01, 7,00 e 9,21 o 10,01, coperchio protettivo, alimentatore, guida introduttiva.



Code	Description	Packaging
LLG04684938	Misuratore di pH SevenDirect™ SD20 HA-Kit	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

