



## Misuratore di conducibilità Tascabile Elite CTS Pin/Cup

Thermo Elect.LED GmbH  
(Eutech)

Misuratore di conducibilità Tascabile Elite CTS Pin/Cup.

Il misuratore tascabile Elite CTS mostra simultaneamente conducibilità/TDS/salinità e temperatura. Disponibile con Sensore Pin o Cup. Con cappuccio impermeabile, trasparente, per sostegno in verticale con indicatore della linea di riempimento.

- Calibrazione con 1 sola pressione.
- Largo display 4-digit a doppia linea.
- Display grafico retroilluminato.
- Lettura Auto-memoria.
- Tastiera intuitiva di facile lettura.
- Auto-spegnimento.

### La fornitura include:

**Elite CTS Pin/Cup:** misuratore con batterie, cordino.

**Elite CTS Pin/Cup Kit:** misuratore con batterie, cordino, valigetta morbida, sacchetti CTS di standard conduttometrici (5 x 1413  $\mu\text{S}/\text{cm}$  KCl e 5 x 2764  $\mu\text{S}/\text{cm}$  KCl).

### Caratteristiche

- Range conducibilità: 0.0 ... 200.0  $\mu\text{S}$  / 200 ... 2000  $\mu\text{S}$  / 2.00 ... 20.00 mS.
- Risoluzione: 0.1  $\mu\text{S}$  / 1  $\mu\text{S}$  / 0.01 mS.
- Accuratezza:  $\pm 1\%$  fondo scala
- Punti di calibrazione: 1 ... 3 punti.
- Range TDS: 0.0 ... 100.0 ppm / 100 ... 1000 ppm / 100 ... 10000 ppm
- Risoluzione: 0.1 ppm / 1 ppm / 10 ppm
- Accuratezza:  $\pm 1\%$  fondo scala
- Punti di calibrazione: 1 ... 3 punti
- Range salinità: 0 ... 10000 ppm
- Risoluzione: 100 ppm
- Accuratezza:  $\pm 1\%$  fondo scala
- Punti di calibrazione: 1 punto
- Range temperatura: 0 ... 60.0  $^{\circ}\text{C}$
- Risoluzione: 0.1  $^{\circ}\text{C}$ .
- Accuratezza: 0 ... 50  $^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.5$   $^{\circ}\text{C}$  + 1 LSD); 50 ... 60  $^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 1.0$   $^{\circ}\text{C}$  + 1 LSD).
- Temperatura operativa: 5 ... 45  $^{\circ}\text{C}$ .
- Umidità relativa: 5 ... 85 %, senza condensazione.
- Compensazione temperatura: ATC
- Dimensioni (L x P x H): 202 x 45 x 36 mm
- Peso Elite CTS Pin/Cup: 160 g / 150 g.
- Alimentazione: 4 batterie AAA x 1.5 V.
- Classe di protezione: IP 67.



Code	Description	Packaging
LLG06290132	Misuratore di conducibilità Tascabile Elite CTS Pin/Cup, Tipo Elite CTS Pin	1 pz
LLG06290133	Misuratore di conducibilità Tascabile Elite CTS Pin/Cup, Tipo Elite CTS Cup	1 pz
LLG06290138	Misuratore di conducibilità Tascabile Elite CTS Pin/Cup, Tipo Elite CTS Pin Kit	1 pz
LLG06290139	Misuratore di conducibilità Tascabile Elite CTS Pin/Cup, Tipo Elite CTS Cup Kit	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

