

**Termometro per alimenti e surgelati, tipo 105****Testo**

Termometro per alimenti e surgelati, tipo 105. Utilizzabile con una sola mano. Termometro con sonda a penetrazione. Per misurazioni di controllo secondo la direttiva UE sul controllo degli alimenti (HACCP). A tenuta stagna, classe di protezione IP 65, può essere risciacquato. Alimentazione a batteria. Sonda (\varnothing x Lungh.): 5 x 100 mm. Punta di misura: \varnothing 3,5 mm. Precisione: $-20 / +100$ °C, risoluzione $\pm 0,5$ °C oltre ± 1 °C.



Code	Description	Packaging
LLG09718002	Termometro per alimenti e materiali congelati, tipo 105, range -50/+275 °C	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

