

**Termometri digitali testo 925****Testo**

Termometri digitali testo 925. Apparecchi robusti ed affidabili per misure di routine. Forniti senza sonda. Economico. Molto robusto . 1 canale di misura. Con batteria e protocollo di calibrazione. Per °C, °F, °K . Con visualizzazione della funzione memoria e batte rie. Sonde per testo 925:- Sonda a penetrazione / immersione - Sonda a immersione precisa e rapida, stagna- Sonda a risposta rapida p er misure a contatto su superfici - Sonda robusta e conveniente per aria



Code	Description	Packaging
LLG09718230	Sonda per aria	1 pz.
LLG09718200	Sonda a immersione/penetrazione NiCr-Ni	1 pz.
LLG09718202	Sonda a immersione	1 pz.
LLG09718222	Sonda a contatto per superfici	1 pz.
LLG09851324	Termometro digitale testo 925	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

