

**Termometro di precisione testo 110****Testo**

Termometro di precisione testo 110. Senza sonda. Per uso con sonde NTC. Per misurazioni di controllo nell'industria alimentare e in laboratorio. Commutazione °C. Funzione Hold ed Auto-Off. Indicatore Low-Batt. Con batteria e certificato di calibrazione. Precisioni : Misurata con sonde ad immersione/penetrazione. da -20 a +80 °C:  $\pm 0,2$  °C oltre :  $\pm 0,3$  °C



Code	Description	Packaging
LLG09851300	Termometro di precisione testo 110, range -50/+150 °C	1 pz.
LLG09851723	Sonda per aria NTC, robusta, range -50/+125 °C	1 pz.
LLG09851716	Sonda a immersione/penetrazione NTC, range -50/+150 °C, per testo 110/112	1 pz.
LLG09851720	Sonda a contatto NTC, range -50/+150 °C per testo 110/112	1 pz.
LLG09851352	Sonda a penetrazione per alimenti, range -25/+150 °C, per testo 110/112	1 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

