



## Soluzioni tampone pH

Reagecon Diagnostics Ltd.

### Soluzioni tampone pH

Soluzioni tampone pH chiare o colorate. Fornite in comoda confezione in Box con rubinetto erogatore. Testate e certificate ISO 17025 a 20°C. Incertezza di misura  $\pm 0,01$  pH. Fornite con Certificato di Analisi dettagliato che delinea la tracciabilità a N.I.S.T. I dati sulla dipendenza dalla temperatura sono stampati sull'etichetta così come i numeri di lotto e le date di scadenza.



Code	Description	Packaging
LLG07622399	Soluzioni tampone pH, Valore pH 7,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), Colore Giallo, Capacità 5000 ml	1 pz
LLG07622400	Soluzioni tampone pH, Valore pH 10,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), Colore Blu, Capacità 5000 ml	1 pz
LLG07656779	Soluzioni tampone pH, Valore pH 4,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), Colore Rosso, Capacità 5000 ml	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

