



Soluzioni tampone pH

Reagecon Diagnostics Ltd.

Soluzioni tampone pH

Soluzioni tampone pH chiare o colorate. Fornite in comoda confezione in Box con rubinetto erogatore. Testate e certificate ISO 17025 a 20°C. Incertezza di misura $\pm 0,01$ pH. Fornite con Certificato di Analisi dettagliato chedelinea la tracciabilità a N.I.S.T.I dati sulla dipendenza dalla temperatura sono stampati sull'etichetta così come i numeri di lotto e le date di scadenza.



Code	Description	Packaging
LLG07622399	Soluzioni tampone pH, Valore pH 7,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), Colore Giallo, Capacità 5000 ml	1 pz
LLG07622400	Soluzioni tampone pH, Valore pH 10,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), Colore Blu, Capacità 5000 ml	1 pz
LLG07656779	Soluzioni tampone pH, Valore pH 4,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), Colore Rosso, Capacità 5000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

