

**Micropiastre in polipropilene****Thermo Scientific**

Micropiastre in polipropilene. Assicurano il completo recupero del campione. Ideali per lo stoccaggio. Il polipropilene, avendo bassa capacità legante, assicura che le proteine e il DNA non vengano trattieneuti. Resiste a temperature tra -80° e $+121^{\circ}\text{C}$. Disponibili in diversi colori per la facile identificazione.



Code	Description	Packaging
FA9249943	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, rosso, non-sterile	120 pezzi
FA9249944	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, naturale, non-sterile	120 pezzi
FA9249945	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, nero, non-sterile	120 pezzi
FA9249946	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, naturale, sterile	120 pezzi
FA9249947	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, giallo, non-sterile	120 pezzi
FA9249949	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, bianco, non-sterile	120 pezzi
FA9249950	Piastre fondo a V, 96 pozz. MicroWell, blu, non-sterile	120 pezzi
FA9267245	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, naturale	120 pezzi
FA9267334	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, naturale, sterile	120 pezzi
FA9267342	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, nero	120 pezzi
FA9267350	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, bianco	120 pezzi
FA9267369	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, rosso	120 pezzi
FA9267385	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, blu	120 pezzi
FA9267407	Piastre fondo U, 96 pozz. MicroWell, PP, 0,5 ml, giallo	120 pezzi
FA9442587	Piastre V96 MicroWell, pinchbar design, naturale, 300 µl/pozz.	60 pezzi





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

