




Filtro per bottiglia, membrana SFCA, Nalgene®

Filtro per bottiglia, membrana SFCA, Nalgene®. Filtro da avvitare su bottiglie con diametro del collo di 33 o 45 mm. Membrana in acetato di cellulosa (SFCA) senza tensioattivi e supporto in PS. Sterilizzato a raggi gamma. Libero da Pirogeni. Non citotossico. Per colture tissutali. Filtrazione a bassa pressione effettuabile direttamente in idonea Bottiglia sterile. Attenzione: utilizzare solamente bottiglie sterili omologate per applicazioni in depressione. In caso di processo in depressione indossare sempre i dispositivi protettivi. La membrana si caratterizza per il suo basso potere legante verso le proteine e una buona capacità filtrante. La perdita di proteine specifiche è trascurabile. Graduazione permanente. Attacco rapido per tubo flessibile con un Ø interno di 6 - 9 mm. Dimensione pori e materiale membrana riportati sul collare giallo. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04675570	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 292, Volume 1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675565	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 291, Volume 500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 33 GL	12 pz
LLG04675566	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 291, Volume 500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 33 GL	12 pz
LLG04675569	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 292, Volume 1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 33 GL	12 pz
LLG04675567	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 291, Volume 500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09045961	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 1000 ml, 33 GL, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	1 pz.
LLG09045963	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 1000 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	1 pz.
LLG04675561	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 290, Volume 150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 33 GL	12 pz
LLG04675562	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 290, Volume 150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 33 GL	72 pz
LLG04675563	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 290, Volume 150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675564	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 290, Volume 150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09045951	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 150 ml, 33 GL, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09045952	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 150 ml, 33 GL, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09045953	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 150 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09045954	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 150 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG04675568	Filtro per bottiglia, membrana SFCA, sterile, Nalgene®, Tipo 291, Volume 500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz



Code	Description	Packaging
LLG09045956	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 500 ml, 33 GL, pori 0,20 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09045957	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 500 ml, 33 GL, pori 0,45 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09045958	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 500 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09045959	Filtro per bottiglia, SFCA, Cap. 500 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 75 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

