



Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA

Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA. Unità di filtrazione monouso per filtrazione sterile di campioni e altri reagenti e per altre linee di colture cellulari sensibili. Con camera superiore e inferiore in polistirene (PS) e membrane in acetato di cellulosa, senza tensioattivi. Codifica colore giallo. Sterilizzazione a raggi gamma. Basso adsorbimento alle proteine, portata massima per soluzioni a contenuto proteico, minimo rilascio di sostanze estraibili. Privi di triton. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG04675555	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 122, Volume parte superiore/inferiore 115/115 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	72 pz
LLG04675577	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 157, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675578	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 157, Volume parte superiore/inferiore 250/250 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG06236659	Unità filtrante, membrana CA, 115/115 mL, pori 0,45 µm, Ø membrana 50 mm;	1 pz.
LLG09046034	Unità di filtrazione, SFCA, 150/150 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046035	Unità di filtrazione, SFCA, 150/150 mL, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046037	Unità di filtrazione, SFCA, 250/250 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046038	Unità di filtrazione, SFCA, 250/250 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG04675581	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 158, Volume parte superiore/inferiore 500/1000 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675582	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 158, Volume parte superiore/inferiore 500/1000 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09046041	Unità di filtrazione, SFCA, 250/250 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 50 mm	1 pz.
LLG09046042	Unità di filtrazione, SFCA, 500/500 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09046044	Unità di filtrazione, SFCA, 500/1000 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09046045	Unità di filtrazione, SFCA, 500/1000 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 75 mm	1 pz.
LLG09045971	Unità di filtrazione, SFCA, 1000/1000 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	1 pz.
LLG09045972	Unità di filtrazione, SFCA, 1000/1000 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 90 mm	1 pz.
LLG09045976	Unità di filtrazione, SFCA, 500/500 ml, 45 GL, pori 0,45 µm, Ø 90 mm	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04675571	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 161, Volume parte superiore/inferiore 1000/1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675572	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 161, Volume parte superiore/inferiore 1000/1000 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675573	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 162, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 90 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675574	Unità di filtrazione, SFCA, Tipo 162, superiore/inferiore 500/500 ml, Ø 90 mm, pori 0,45 µm, 45 GL	12 pz
LLG04675575	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 155, Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675576	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 155, Volume parte superiore/inferiore 150/150 ml, Ø Membrana 50 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675579	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 156, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.20 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG04675580	Unità di filtrazione monouso, membrana in SFCA, Tipo 156, Volume parte superiore/inferiore 500/500 ml, Ø Membrana 75 mm, Porosità 0.45 µm, Filettatura 45 GL	12 pz
LLG09045975	Unità di filtrazione, SFCA, 500/500 ml, 45 GL, pori 0,20 µm, Ø 90 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



