

**Contenitori DispoDipper****Bürkle**

Campionatore monouso DispoSampler. LaboPlast® and SteriPlast® sono utilizzati per campionare liquidi, terreni, polvere e granulati. Eliminano la necessità di operazioni di lavaggio del campione che spesso richiedono il contatto con sostanze pericolose, non sempre permettono di ottenere il risultato di pulizia desiderato e necessitano di tempo. Inoltre non è necessario interrompere le operazioni di campionamento per la pulizia del campionatore. Possibilità di contaminazioni crociate eliminata.



Code	Description	Packaging
LLG06290525	Mestoli DispoDipper SteriPlast®, PP, blu, 50ml, Ø 40mm, H 98mm, Lungh.417mm	20 pz
LLG06290524	Mestoli per campionamento LaboPlast®, 50 ml, Ø 40 mm, Altezza 98 mm, Lungh. totale 417 mm	20 pz
LLG04662233	DispoDipper SterilPlast, PP blu, 250ml, sterile, Ø71mm, H 117mm, L.432mm	20 pz.
LLG04662231	DispoDipper SterilPlast, PP blu, 100ml, sterile, Ø 53mm, H 98mm, L.420mm	20 pz.
LLG04662230	DispoDipper LaboPlast, PP blu, 100ml, non sterile, Ø 53mm, H 98mm, L.420mm	20 pz.
LLG04662232	DispoDipper LaboPlast, PP blu, 250ml, non sterile, Ø71mm, H 117mm, L.432mm	20 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

