



### Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa

Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa. Membrana in nitrato di cellulosa, bianca. Codifica colore verde. sterilizzazione a raggi gamma. Velocità elevatissima per acqua e soluzioni acquose, basso rilascio di sostanze estraibili. Ideale per chiarificazione ed ultrafiltrazione di soluzioni acquose. Senza tensioattivi. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09046110 | Unità di filtrazione, CN, 150/150 ml, pori 0,45 µm, Ø 50 mm, griglia nera   | 1 pz.     |
| LLG09046122 | Unità di filtrazione, CN, 250/250 ml, pori 0,45 µm, Ø 50 mm, griglia nera   | 1 pz.     |
| LLG09046132 | Unità di filtrazione, CN, 500/500 ml, pori 0,45 µm, Ø 75 mm, griglia nera   | 1 pz.     |
| LLG09046142 | Unità di filtrazione, CN, 500/1000 ml, pori 0,45 µm, Ø 75 mm, griglia nera  | 1 pz.     |
| LLG04675546 | Unità di filtrazione Tipo 126, 250/250 ml, Ø 50 mm, 0,2 µm Griglia senza    | 12 pz     |
| LLG04675547 | Unità di filtrazione Tipo 126, 250/250 ml, Ø 50 mm, 0,45 µm Griglia nero    | 12 pz     |
| LLG04675548 | Unità di filtrazione Tipo 126, 250/250 ml, Ø 50 mm, 0,8 µm Griglia senza    | 12 pz     |
| LLG09046109 | Unità di filtrazione, CN, 150/150 ml, pori 0,20 µm, Ø 50 mm, senza griglia  | 1 pz.     |
| LLG09046111 | Unità di filtrazione, CN, 150/150 ml, pori 0,80 µm, Ø 50 mm, senza griglia  | 1 pz.     |
| LLG09046121 | Unità di filtrazione, CN, 250/250 ml, pori 0,20 µm, Ø 50 mm, senza griglia  | 1 pz.     |
| LLG09046123 | Unità di filtrazione, CN, 250/250 ml, pori 0,80 µm, Ø 50 mm, senza griglia  | 1 pz.     |
| LLG09046131 | Unità di filtrazione, CN, 500/500 ml, pori 0,20 µm, Ø 75 mm, senza griglia  | 1 pz.     |
| LLG09046133 | Unità di filtrazione, CN, 500/500 ml, pori 0,80 µm, Ø 75 mm, senza griglia  | 1 pz.     |
| LLG09046141 | Unità di filtrazione, CN, 500/1000 ml, pori 0,20 µm, Ø 75 mm, senza griglia | 1 pz.     |
| LLG09046143 | Unità di filtrazione, CN, 500/1000 ml, pori 0,80 µm, Ø 75 mm, senza griglia | 1 pz.     |
| LLG04675549 | Unità di filtrazione Tipo 450, 500/500 ml, Ø 75 mm, 0,2 µm Griglia senza    | 12 pz     |
| LLG04675550 | Unità di filtrazione Tipo 450, 500/500 ml, Ø 75 mm, 0,45 µm Griglia nero    | 12 pz     |
| LLG04675551 | Unità di filtrazione Tipo 450, 500/500 ml, Ø 75 mm, 0,8 µm Griglia senza    | 12 pz     |
| LLG04675542 | Unità di filtrazione Tipo 121, 115/115 ml, Ø 50 mm, 0,45 µm Griglia nero    | 72 pz     |
| LLG04675600 | Unità di filtrazione Tipo 121, 115/115 ml, Ø 50 mm, 0,2 µm Griglia senza    | 72 pz     |



| Code        | Description                                                               | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04675543 | Unità di filtrazione Tipo 125, 150/150 ml, Ø 50 mm, 0,2 µm Griglia senza  | 12 pz     |
| LLG04675544 | Unità di filtrazione Tipo 125, 150/150 ml, Ø 50 mm, 0,45 µm Griglia nero  | 12 pz     |
| LLG04675545 | Unità di filtrazione Tipo 125, 150/150 ml, Ø 50 mm, 0,8 µm Griglia senza  | 12 pz     |
| LLG04675552 | Unità di filtrazione Tipo 127, 500/1000 ml, Ø 75 mm, 0,2 µm Griglia senza | 12 pz     |
| LLG04675553 | Unità di filtrazione Tipo 127, 500/1000 ml, Ø 75 mm, 0,45 µm Griglia nero | 12 pz     |
| LLG04675554 | Unità di filtrazione Tipo 127, 500/1000 ml, Ø 75 mm, 0,8 µm Griglia senza | 12 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

