




### Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa

Unità di filtrazione, monouso, membrana in nitrato di cellulosa. Membrana in nitrato di cellulosa, bianca. Codifica colore verde. sterilizzazione a raggi gamma. Velocità elevatissima per acqua e soluzioni acquose, basso rilascio di sostanze estraibili. Ideale per chiarificazione ed ultrafiltrazione di soluzioni acquose. Senza tensioattivi. Il numero di lotto, il numero di catalogo, il tipo di membrana, la dimensione dei pori e la data di scadenza sono stampate sul filtro, sulla bottiglia e sul ricevitore per una facile identificazione e tracciabilità del lotto.



Code	Description	Packaging
LLG09046110	Unità di filtrazione, CN, 150/150 ml, pori 0,45 µm, Ø 50 mm, griglia nera	1 pz.
LLG09046122	Unità di filtrazione, CN, 250/250 ml, pori 0,45 µm, Ø 50 mm, griglia nera	1 pz.
LLG09046132	Unità di filtrazione, CN, 500/500 ml, pori 0,45 µm, Ø 75 mm, griglia nera	1 pz.
LLG09046142	Unità di filtrazione, CN, 500/1000 ml, pori 0,45 µm, Ø 75 mm, griglia nera	1 pz.
LLG04675546	Unità di filtrazione Tipo 126, 250/250 ml, Ø 50 mm, 0,2 µm Griglia senza	12 pz
LLG04675547	Unità di filtrazione Tipo 126, 250/250 ml, Ø 50 mm, 0,45 µm Griglia nero	12 pz
LLG04675548	Unità di filtrazione Tipo 126, 250/250 ml, Ø 50 mm, 0,8 µm Griglia senza	12 pz
LLG09046109	Unità di filtrazione, CN, 150/150 ml, pori 0,20 µm, Ø 50 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046111	Unità di filtrazione, CN, 150/150 ml, pori 0,80 µm, Ø 50 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046121	Unità di filtrazione, CN, 250/250 ml, pori 0,20 µm, Ø 50 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046123	Unità di filtrazione, CN, 250/250 ml, pori 0,80 µm, Ø 50 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046131	Unità di filtrazione, CN, 500/500 ml, pori 0,20 µm, Ø 75 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046133	Unità di filtrazione, CN, 500/500 ml, pori 0,80 µm, Ø 75 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046141	Unità di filtrazione, CN, 500/1000 ml, pori 0,20 µm, Ø 75 mm, senza griglia	1 pz.
LLG09046143	Unità di filtrazione, CN, 500/1000 ml, pori 0,80 µm, Ø 75 mm, senza griglia	1 pz.
LLG04675549	Unità di filtrazione Tipo 450, 500/500 ml, Ø 75 mm, 0,2 µm Griglia senza	12 pz
LLG04675550	Unità di filtrazione Tipo 450, 500/500 ml, Ø 75 mm, 0,45 µm Griglia nero	12 pz
LLG04675551	Unità di filtrazione Tipo 450, 500/500 ml, Ø 75 mm, 0,8 µm Griglia senza	12 pz
LLG04675542	Unità di filtrazione Tipo 121, 115/115 ml, Ø 50 mm, 0,45 µm Griglia nero	72 pz
LLG04675600	Unità di filtrazione Tipo 121, 115/115 ml, Ø 50 mm, 0,2 µm Griglia senza	72 pz



Code	Description	Packaging
LLG04675543	Unità di filtrazione Tipo 125, 150/150 ml, Ø 50 mm, 0,2 µm Griglia senza	12 pz
LLG04675544	Unità di filtrazione Tipo 125, 150/150 ml, Ø 50 mm, 0,45 µm Griglia nero	12 pz
LLG04675545	Unità di filtrazione Tipo 125, 150/150 ml, Ø 50 mm, 0,8 µm Griglia senza	12 pz
LLG04675552	Unità di filtrazione Tipo 127, 500/1000 ml, Ø 75 mm, 0,2 µm Griglia senza	12 pz
LLG04675553	Unità di filtrazione Tipo 127, 500/1000 ml, Ø 75 mm, 0,45 µm Griglia nero	12 pz
LLG04675554	Unità di filtrazione Tipo 127, 500/1000 ml, Ø 75 mm, 0,8 µm Griglia senza	12 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

